

## TOMY microOne 微型个人离心机

### 主要特点

- 快速离心，微量过滤等场合适用
- 时尚外观，体积小巧，节省台面空间
- 离心的启动和停止快速安全
- 标配1.5/2.0ml × 8微量离心转头和0.2ml × 8 × 2PCR排管转头，适用于多种离心工作
- 转头的安装和更换不需要任何工具，方便快捷
- 以坚固耐用为设计理念，加上多年离心机制造经验，保证长寿命和高质量



### 技术参数

型 号		microOne	
转头		微量管转头	联排管转头
速度		6,000rpm (±20%)	6,200rpm (±20%)
离心力(×g)		1,290 - 2,910	最大: 1,200 - 2,690 最小: 820 - 1,820
最大容量		1.5-2.2ml × 8	2 × 8 × 0.2mlPCR管
电源供应		230V, 1 A, 50/60Hz	
保险		250V, 0.5A	
外形规格		155宽 × 175深 × 125高 mm	
材料	盖子	聚碳酸酯 (UL94V-0)	
	主体	ABS (UL94V-0)	
	旋钮	ABS (UL94V-0)	
	橡胶	NBR	
	转头	ABS (UL94V-0)	
速度控制		自动/恒速	
驱动方式		直接驱动/震动隔离	
减速		动态减速 (盖子打开自动停止)	
加速时间		在5秒内达到转速的90%	
减速时间		盖子关闭时, 15秒钟停止; 盖子打开时3秒钟停止	

#### Manufacturer:

**TOMY KOGYO CO., LTD.**

3-14-17 Tagara, Nerima-Ku, Tokyo 179-0073, Japan

#### Sales Office

**TOMY DIGITAL BIOLOGY CO.,LTD.**

3-14-17 Tagara, Nerima-Ku, Tokyo 179-0073, Japan

e-mail: [info@digital-biology.co.jp](mailto:info@digital-biology.co.jp)

URL: <http://www.digital-biology.co.jp>

phone: +81-3-5971-8160 fax: +81-3-3970-6036