

BioLegend ELISA Kit シリーズ

新製品も続々登場！高い品質を誇るBioLegend社のELISA！



- ◆ 実験目的に合わせた3シリーズをご用意
- ◆ サイトカイン・ケモカイン測定の実験コストを削減できます
- ◆ 日本国内在庫から、最短納期でお届けできます。急な実験にも対応できます。

LEGEND MAX™ kit

抗体をコートした96ウェルプレートと必要な試薬を全て含んでいます。そのままご使用いただける便利な構成です。

ELISA MAX™ Deluxe Set

必要なバッファー試薬を含む便利な構成です。

ELISA MAX™ Standard Set

キャプチャー抗体、ディテクション抗体、アビジン-ペルオキシダーゼ、リコンビナントプロテインスタンダードのみの構成です。テスト数あたりのコストが最も抑えられます。

ELISA Kits and Sets

◆ 主な製品のラインナップ

Human				Mouse		
Active MIF	Erythropoietin (EPO)	IL-9	IL-36g	CCL11	IL-9	Latent TGF-β
Adiponectin (Acrp30)	Factor H	IL-10	LAP	CCL8 (MCP-2)	IL-10	LIF
anti-Ig (HAMA)	FGF-basic	IL-12 (p70)	Latent TGF-β	CXCL12 (SDF-1b)	IL-12 (p70)	MCP-1
APRIL/TNFSF13	FGL2	IL-12/23 (p40)	LIF	CXCL13 (BLC)	IL-12/IL-23 (p40)	MIF
BDNF	Free SCF	IL-13	MCP-1/CCL2	Erythropoietin (EPO)	IL-17A	NGAL (Lipocalin-2)
C5a	GM-CSF	IL-15	Mesothelin	FGL2	IL-17A/F	OVA-IgE
CCL13 (MCP-4)	Granulysin	IL-17A	MMP-9	GITRL	IL-17F	PCSK9
CCL17 (TARC)	Granzyme B	IL-17A/F	MRP14	GM-CSF	IL-21	TNF-α
CCL20	IFN-α2	IL-17F	Myeloperoxidase	IFN-β	IL-22	TSLP
CCL20 (MIP-3a)	IFN-γ	IL-21	NGAL (Lipocalin-2)	IFN-γ	IL-22	Rat
CCL28	IGFALS	IL-22	PCSK9	IgE	IL-23	TNF-α
CCL5 (RANTES)	IL-1α	IL-23	PIGF	IL-1α	IL-23 (p19/p40)	IL-6
CCL8 (MCP-2)	IL-1β	IL-27	sVCAM-1/CD106	IL-1β	IL-27 Heterodimer	IL-17A
CD31 (PECAM-1)	IL-2	IL-29 (IFN-1)	TNF-α	IL-2	IL-33	IFN-γ
CXCL10 (IP-10)	IL-4	IL-31	TSLP	IL-3	IL-34	Erythropoietin (EPO)
CXCL11 (I-TAC)	IL-5	IL-32α	VEGF	IL-4	IL-35 Heterodimer	CCL11
CXCL5	IL-6	IL-33		IL-5	Isthmin	
Cystatin C	IL-8	IL-34		IL-6	Lactadherin	

◆ ELISA Kits構成内容

	LEGEND MAX™ kit	ELISA MAX™ Deluxe Set	ELISA MAX™ Standard Set
プレコート96ウェルプレート	○		
キャプチャー抗体		○	○
ディテクション抗体	○	○	○
リコンビナントプロテインスタンダード	○	○	○
アビジン-ペルオキシダーゼ	○	○	○
コーティングバッファー		○	
ウォッシュバッファー	○		
アッセイバッファー/ アッセイダイリュエント/マトリックス	○	○	
基質/TMBソリューション	○	○	
ストップソリューション	○		
プレートシーラー	○		
アッセイ時間	4時間	Overnight + 6時間	Overnight + 6時間

※ELISA製品の詳しい情報は下記のWebから！

最新情報は、<http://www.biolegend.com> までアクセスお待ちしております！

輸入/販売元

トミーデジタルバイオロジー株式会社
〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-17日本生命春日駅前ビル3階
TEL 03-6240-0843
FAX 03-6240-0461
E-mail info_ap@digital-biology.co.jp
URL <http://www.digital-biology.co.jp>

製造元

米国/ BioLegend 社
URL <http://www.biolegend.com>

取扱店