

BioLegend社製品 春のBioAssayキャンペーン

BioLegend社ではBioAssayに使用される製品を数多く取り扱っております！
その製品群の中から今回、ELISA kit製品、Recombinant protein製品、Ultra-LEAF™製品の
ディスカウントキャンペーンを行います！この機会に是非ご検討ください！！

キャンペーン期間：2021年4月12日(月)～5月31日(月)（弊社受注分まで）

対象日：上記期間中のすべての日程

対象のお客様：すべてのお客様

1. ELISA kit製品、Recombinant protein製品

キャンペーン内容：対象製品をディスカウント！2種以上同時のご購入でさらにお得に！

(1) 1種（1個）ご購入の場合（種類、サイズ問わず）

⇒カタログ価格の**45% off**にてご購入いただけます。

(2) 2種以上（または同一製品を2個でも可）ご購入の場合（種類、サイズ問わず）

⇒カタログ価格の**50% off**にてご購入いただけます。

対象製品：ELISA kit製品、Recombinant protein製品

ご購入例：

574002 Recombinant Human IL-4 (carrier-free) 10ug カタログ価格22,500円を**1種ご購入の場合**

⇒**45% off**適応で12,375円にてご提供

574002 Recombinant Human IL-4 (carrier-free) 10ug カタログ価格22,500円と

430301 ELISA MAX™ Standard Set Human IL-4 5 plates カタログ価格45,500円の**2種ご購入の場合**

⇒**50% off**適応で34,000円にてご提供

2. Ultra-LEAF™製品

キャンペーン内容：Ultra-LEAF™製品カタログ価格から**25% off**にてご購入いただけます。

対象製品：Ultra-LEAF™製品

新製品のご案内

90分でELISA測定が可能！？ **RAPID MAX™ ELISA Kit**がリリースいたしました！

こちらの製品もキャンペーン対象となりますので、この機会に是非ご検討ください！

ラインナップはこちらから

https://www.biolegend.com/ja-jp/search-results?PageSize=25&Format=RAPID_MAX

BioLegend社からELISAにてご使用いただける**超小型の吸光プレートリーダー**がリリース！！

詳しくは本フライヤーの裏面をご参照ください。

詳しい製品のラインナップに関してはこちらまでアクセスお待ちしております！


<https://www.biolegend.com/ja-jp>



Twitterだけのキャンペーンも実施中！応募期間2021年6月30日まで



BioLegendではin Vitro/in Vivoでのアッセイでお使い頂ける抗体（ Ultra-LEAF™/ GoInVivo™）、リコンビナントタンパク質（サイトカイン、成長因子、ケモカインなど）やそれぞれが細胞に及ぼす影響を確認するためのELISAキットをご用意しています。



BioAssay for in Vitro and in Vivo

- Ultra-LEAF™ / GoInVivo™
- Recombinant Protein
- ELISA Kit



Ultra-LEAF™ / GoInVivo™

BioLegendではin Vitro/in Vivoアッセイ用に複数のフォーマットの製品をご用意しています

- ✓ Ultra-LEAF™: LEAF™よりさらにエンドトキシン濃度が低く調整された抗体です
- ✓ GoInVivo™ : in Vitroでの機能性が確認されており、qPCRでの病原性試験済みの抗体です（GoInVivo™ はキャンペーン対象外です）

詳細はこちらから：<https://www.biolegend.com/ja-jp/uleaf>



製品番号	製品名	サイズ	通常価格 (税別)
506531	Ultra-LEAF™ Purified anti-human IFN-γ Antibody	100 ug	¥15,000
506532		1 mg	¥20,250
506533		5 mg	¥73,500
506534		25 mg	¥192,000
506535		50 mg	¥321,000
506536		100 mg	¥461,250
501125	Ultra-LEAF™ Purified anti-human IL-6 Antibody	100 ug	¥24,750
501126		1 mg	¥88,500

ELISA Kit

BioLegendでは価格と構成品から選べる4種類のキットをご用意しています。全てのキットにおいて、様々な生体サンプルから検体中のターゲットタンパク質を定量することが可能です。

- ✓ RAPID MAX™ ELISA Kits : アッセイ時間を90分未満に短縮したRead to Useのキットです
 - ✓ LEGEND MAX™ ELISA Kits : アッセイに必要な全ての試薬を含んだRead to Useのキットです
 - ✓ ELISA MAX™ Deluxe Sets : 最適化された抗体とその他アッセイに必要な試薬のセットです
 - ✓ ELISA MAX™ Standard Sets : 最適化された抗体及びスタンダードのみのセットです
- *ELISA MAX™ Deluxe SetsとELISA MAX™ Standard SetsにELISAプレートは含まれません。
別途、Nunc™ MaxiSorp™ ELISA Plates (Cat_No.423501) をご購入下さい

詳細はこちら：<https://www.biolegend.com/ja-jp/elisa>



Recombinant Protein

BioLegendではサイトカイン、成長因子、ケモカインなどの安定した生理活性を持つ様々なリコンビナントタンパク質をご用意しています。全てのリコンビナントタンパク質は厳格な品質テストを受けており、関連するバイオアッセイで機能することが確認されています。

また、Animal free、GMP gradeの製品もご用意しています。

なお、当社のリコンビナントタンパク質の多くはすぐに使用出来る溶液状態で提供されます。

詳細はこちら：<https://www.biolegend.com/ja-jp/recombinant-proteins>




製品番号	製品名	サイズ	通常価格 (税別)
570202	Recombinant Human IFN-γ (carrier-free)	10 ug	¥12,600
570204		25 ug	¥22,500
570206		100 ug	¥35,100
570208		500 ug	¥108,000
713906	Recombinant Human IFN-γ (Animal-Free)	100 ug	¥38,700
570802	Recombinant Human IL-6 (carrier-free)	10 ug	¥22,500
570804		25 ug	¥38,700
570806		100 ug	¥107,100
570808		500 ug	¥270,000
715104	Recombinant Human IL-6 (Animal-Free)	20 ug	¥38,700
574814	GMP Recombinant Human M-CSF (carrier-free)	25 ug	¥59,000
574816		100 ug	¥185,000
578614	GMP Recombinant Human G-CSF (carrier-free)	25 ug	¥126,000
578616		100 ug	¥334,000

製品番号	製品名	サイズ	通常価格 (税別)
430519	RAPID MAX™ Human IL-6 ELISA Kit	1 Pre-coated Plate	¥93,000
430507	LEGEND MAX™ Human IL-6 ELISA Kit	1 Pre-coated Plate	¥70,000
430504	ELISA MAX™ Deluxe Set Human IL-6	5 plates	¥52,000
430505		10 plates	¥100,000
430513		20 plates	¥160,000
430501	ELISA MAX™ Standard Set Human IL-6	5 plates	¥45,000

新製品のご紹介 - Mini ELISA Plate Reader™ -

BioLegendではELISAの測定に使用出来る超小型の吸光プレートリーダーを近日発売予定！！
Fast, Easy and Sensitive Plate Reading



特徴

- ✓ 一般的な96ウェルプレートとほぼ同じ超小型サイズ（10cm×15cm×5cm, 0.9kg）
- ✓ 容易に移動でき、どこでも使用可能
- ✓ 4種類のLED光源を使用
- ✓ 4種類の波長が測定可能（405, 450, 492, 620nm）
- ✓ 駆動部分が無く故障リスクが低い
- ✓ PCに接続したUSB Cable経由で電源供給されるため電源コードの必要無し
- ✓ 専用のソフトウェアを付属

製品番号	製品名	通常価格（税別）
未定	Mini ELISA Plate Reader™ - Mini ELISA Plate Reader™ - USB Cable（PC接続用） - Microfiber Cloth - Flash Drive - Hex Key	¥638,000 （近日発売）

なお、Mini ELISA Plate Reader™はキャンペーン対象外です

* 製品の仕様、包装、価格等につきましては予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい

<製造元>

BioLegend, Inc
8999 BioLegend Way, San Diego, CA
92121, USA
Mail : supportjp@biolegend.com
URL : <https://www.biolegend.com/ja-jp>

 @BioLegendJP

<https://twitter.com/BioLegendJP>



<輸入・販売元>

トミーデジタルバイオロジー(株)
〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-17
日本生命春日駅前ビル 3階
Tel : 03-6240-0843
Mail : support@digital-biology.co.jp

@TOMY_Digital

https://mobile.twitter.com/TOMY_Digital

