

Mini ELISA Plate Reader™

発売記念キャンペーン！！

&

「7の日」キャンペーンも開催いたします！

① Mini ELISA Plate Reader™ 発売記念！

キャンペーン期間：2021年6月7日（月）～8月27日（金）（弊社受注分）

対象日：上記期間中のすべての日程

キャンペーン内容：#423555 Mini ELISA Plate Reader™ を25%offにてご購入いただけます。

対象のお客様：すべてのお客様

購入特典1

Mini ELISA Plate Reader™をご購入いただいたお客様にはBioLegend社 ELISA製品を下記期間限定45%offのディスカウント価格にてご提供！

対象製品：BioLegend ELISA Kit 関連製品

購入特典ELISA Kit 関連製品45%offディスカウント期間：2021年9月1日(水)～11月30日（火）（弊社受注分）

キャンペーンコード：EPR21

<価格比較例； プレートリーダー購入後、毎月1Kitずつ購入した場合>

製品	Mini ELISA Plate Reader™ (#423555)	ELISA MAX Deluxe Set Mouse IL-17A 5Plates (#432504)	ELISA MAX Standard Set Human IL-6 5Plates (#430501)	ELISA MAX Deluxe Set Mouse TNF-a 5Plates (#430904)	合計(税別) 全体で約30%もお得！
通常価格	¥638,000	¥52,000	¥45,000	¥52,000	¥787,000
装置ご購入後 3ヵ月間	¥478,500 (25% off)	¥28,600 (45% off)	¥24,750 (45% off)	¥28,600 (45% off)	¥560,450

購入特典2

BioLegend社ELISAを初めてご利用検討されるお客様 もしくは 新規項目のご利用を計画されているお客様にはご希望の ELISA Deluxe Set を1つ、**無償プレゼント**させていただきます！
(無償プレゼントは各製品カタログ最小容量の製品をご希望いただけます)

Mini ELISA Plate Reader™ 詳細は裏面をチェック！

② 会員様限定！7の付く日は「LEGEND」の日！

ご好評により、「7の日」キャンペーンを2021年も開催いたします！

BioLegend Club Japanの会員様には、期間中7の付く日はBioLegend製品を40%OFFでご購入いただけます。

キャンペーン期間：2021年6月7日(月)～8月27日（金）

対象日：2021年6月7日(月)、17日(木)、28日(月、振替日)

7月7日(水)、19日(月、振替日)、27日(火)

8月10日(火、振替日)、17日(火)、27日(金)

キャンペーン内容：期間中の対象日は、対象製品を40%OFFでご購入いただけます。

対象製品：BioLegend全製品（Ultra-LEAF™シリーズ、GoInVivo™シリーズ、TotalSeq™シリーズ、ASR製品シリーズ、GMP製品シリーズ、
バレル及びカスタムオーダー、Mini ELISA Plate Reader™を除く）

対象のお客様：BioLegend Club Japanの会員様

キャンペーンコードは会員様へDMにてお知らせいたします。


新規会員登録はこちらから！

期間中に新規に会員登録をしていただいた会員様にもご利用いただけます。

<https://www.biolegend.com/Japan/biolegendclub>

Mini ELISA Plate Reader™

BioLegendではELISAの測定に使用出来る超小型の吸光プレートリーダーを発売しました
Fast, Easy and Sensitive Plate Reading



特徴

- ✓ 一般的な96ウェルプレートとほぼ同じ超小型サイズ（10cm×15cm×5cm, 0.9kg）
- ✓ 一般的なELISAの測定に使用可能（エンドポイント法、カインेटック法）
- ✓ 容易に移動でき、どこでも使用可能
- ✓ PCに接続したUSBケーブル経由で電源供給されるため電源コードの必要無し
- ✓ 4種類のLED光源を使用
- ✓ 4種類の波長が測定可能（405, 450, 492, 620nm）
- ✓ 駆動部分が無く故障リスクが低い
- ✓ 起動時に自動的にセルフテストが行われます
- ✓ 専用ソフトウェアを付属
- ✓ 専用ソフトウェアはWindows（Windows7以上）、Mac（MacOS10.13以上）で利用可能
- ✓ USB-A to Micro-USBケーブルのみを同梱（USB-CでPCと接続する場合は別途ケーブルが必要）

製品番号	製品名	価格（税別）
423555	Mini ELISA Plate Reader™ - Mini ELISA Plate Reader™ 本体 - USBケーブル（PC接続用） - フラッシュドライブ - マイクロファイバークロス - 六角レンチ	¥638,000

Mini ELISA Plate Reader™ の詳細はこちらから

<https://www.biolegend.com/ja-jp/elisa-plate-reader>

* 製品の仕様、包装、価格等につきましては予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい

<製造元>

BioLegend, Inc
8999 BioLegend Way, San Diego, CA
92121, USA
Mail : supportjp@biolegend.com
URL : <https://www.biolegend.com/ja-jp>

 @BioLegendJP

<https://twitter.com/BioLegendJP>



<輸入・販売元>

トミーデジタルバイオロジー(株)
〒112-0002
東京都文京区小石川1-1-17
日本生命春日駅前ビル 3階
Tel : 03-6240-0843
Mail : support@digital-biology.co.jp

@TOMY_Digital

https://mobile.twitter.com/TOMY_Digital

