




Dovetail 3Dゲノム構造解析 Omni-C / Micro-C / HiChIP Kit 20%OFF サマーキャンペーン (2021年10月29日 弊社受注分まで)

Unique Dual Index対応で、3Dゲノム構造解析がさらに精密に!

① Dovetail® Omni-C® Set 幅広いサンプルタイプで検証されたDNase Hi-C



2 Dovetail[®] Micro-C Set


MNase Hi-C・ヌクレオソームポジションの同時キャプチャ

③ Dovetail® HiChIP MNase Set MNase Hi-C·ChIP-segデータの同時キャプチャ

123各セット 通常セット価格 ¥835,000 (税別) /8反応分

 \rightarrow 20% off +668, 000 (稅別)

Dovetail® Micro-C




Dovetail® HiChIP MNase Set MNase Hi-C·ChIP-segデータの同時キャプチャ

他に類を見ない長距離情報の捕捉(cisリードの90%以上が1kb以上)

HiChIP MNaseとは

ChIP-seqの利点とHi-Cの長距離相互作用情報を組み合わせたもので、目的タンパク質を中心としたトポロジカルな特徴をゲノムワイドにマッピングすることができます。ChIP-seqのように局所的に結合した配列を同定するだけではなく、目的タンパク質によって媒介される長距離の相互作用(プロモーター/エンハンサー相互作用など)を捕捉することができます。



HiChIP MNase: ChIP-seqよりも高解像度

HiChIPはよりヌクレオソームの周期性を捉えている

■セット内容

Set	構成品	対象サンプル
Dovetail® Omni-C® Set	#21005 Dovetail® Omini-C® Kit #25004 Dovetail® Library Module for Illumina® 8Rx #25010 Dovetail® Dual Index Primer Set #1 for Illumina 8Rx	ほ乳類細胞、組織、血液、昆虫、植物、海洋動物など 成体・組織サンブルからの場合、#25003 Dovetail® Filter Set※を別途購入必要 ※本セットとの同時ご購入で20%OFF適応! キャンペーン価格¥27,200 (税別)
Dovetail® Micro-C Set	#21006 Dovetail® Micro-C Kit #25004, #25010	ほ乳類細胞で検証済み
Dovetail [®] HiChIP MNase Set	#21007 Dovetail® HiChIP MNase Kit #25004、#25010	ほ乳類細胞および以下13種の抗体で検証済み IgG, CTCF, H3K4ac, H3K4me3, H3K14ac, H3K27ac, H3K27me3, H3K36me3, PolII, Klf4, Nanog, Oct4, Sox2

%% 各構成品および#25003 Dovetail Filter Set (通常価格¥34,000(税別)) の単品でのご購入の場合は、本キャンペーン対象外

トミーデジタルバイオロジー株式会社

〒112-0002

東京都文京区小石川1-1-17 日本生命春日駅前ビル3階

phone: 03-6240-0843

email: info_ap@digital-biology.co.jp https://www.digital-biology.co.jp 販売代理店