




20%OFF キャンペーン

期限:2021年12月17日(金) 弊社受注分まで

Shoreline Complete™ シリーズにおける3つのポイント

Complete プロセス



ポイント①

Beads Beating 不要な溶菌 / DNA精製

- ◆あらゆる複雑な細菌叢から残らず溶菌、HMW ssDNA取得
- ◆DNA Genotek社 OMNIgene-GUT保存サンプルにも対応

ポイント② **独自の 16S-ITS-23S ロングアンプリコン (StrainID/NanoID)**

- ◆16S遺伝子の全長、ITS 領域、23S遺伝子の一部(～2500塩基)が含まれたロングアンプリコン
- ◆PacBioシステムではStrainID™=株レベル, ONTシステムではNanoID™=種レベルの解析が可能



ポイント③ **付属ソフトウェア・データベースを使用した分類の解像度の向上**

- ◆解析ソフト:SBAnalyzer™と専用データベース:Athena™ Microbial Reference Databaseにより分類の解像度は従来の16S 解析よりも飛躍的に向上
- PacBio用・ONT用キットをご購入の方には、ソフトウェア・データベースを無償提供

NGSシステム製品毎の解析レベル

NGSシステム	品名	解析対象領域	解析レベル	製品例
PacBio	Shoreline Complete V1-V9	16S, V1-V9領域 (1,506bp)	Species/ Strain	SCV19-A
	Shoreline Complete StrainID	16S+ ITSs + 23Sの一部 (2,455bp)	Strain	STRAIN-A
Oxford Nanopore Technologies	Shoreline Complete NanoID	16S+ ITSs + 23Sの一部 (2,455bp)	Species	NANO-A
Illumina	Shoreline Complete V1-V3	16S, V1-V3領域 (526bp)	Genus	SCV13-A
	Shoreline Complete V4	16S, V4領域 (254bp)	Phylum	SCV4-A

上記 各製品(1反応・96インデックス込) 通常価格¥275,000(税別)

→ 20%OFF ¥220,000 (税別)

20%OFF キャンペーン 対象製品リスト

Shoreline Completeシリーズ (DNA抽出・精製～NGSアンプリコン作製キット)

カタログ番号	品名	最大 サンプル数	通常価格 ¥(税別)	キャンペーン 価格¥(税別)
PacBio用				
SCV19-A	Shoreline Complete V1-V9 Set A (96 barcodes)	96	275,000	220,000
SCV19-Z	Shoreline Complete V1-V9 Set Z (16 barcodes)	16	57,000	45,600
STRAIN-A	Shoreline Complete StrainID Set A (96 barcodes)	96	275,000	220,000
STRAIN-Z	Shoreline Complete StrainID Set Z (16 barcodes)	16	57,000	45,600
Oxford Nanopore Technologies用				
NANO-A	Shoreline Complete NanoID Set A (96 barcodes)	96	275,000	220,000
NANO-Z	Shoreline Complete NanoID Set Z (16 barcodes)	16	57,000	45,600
Illumina用 *解析ソフトは付属しません				
SCV13-A/B	Shoreline Complete V1-V3 Set A / Set B (96 barcodes)	96	275,000	220,000
SCV4-A/B/C	Shoreline Complete V4 Set A / Set B / Set C (96 barcodes)	96	275,000	220,000

Shoreline Waveシリーズ (精製DNAサンプル用、NGSアンプリコン作製キット *DNA抽出・精製試薬は含まず)

カタログ番号	品名	最大 サンプル数	通常価格 ¥(税別)	キャンペーン 価格¥(税別)
PacBio用				
WAVEV19-A	Shoreline Wave V1-V9 Set A (96 barcodes)	96	225,000	180,000
WAVEV19-Z	Shoreline Wave V1-V9 Set Z (16 barcodes)	16	50,000	40,000
WAVESID-A	Shoreline Wave StrainID Set A (96 barcodes)	96	225,000	180,000
WAVESID-Z	Shoreline Wave StrainID Set Z (16 barcodes)	16	50,000	40,000
Oxford Nanopore Technologies用				
WAVENID-A	Shoreline Wave NanoID Set A (96 barcodes)	96	225,000	180,000
WAVENID-Z	Shoreline Wave NanoID Set Z (16 barcodes)	16	50,000	40,000
Illumina用 *解析ソフトは付属しません				
WAVEV13-A/B	Shoreline Wave V1-V3 Set A / Set B (96 barcodes)	96	225,000	180,000
WAVEV4-A/B/C	Shoreline Wave V4 Set A / Set B / Set C (96 barcodes)	96	225,000	180,000

お問合せ先



Digital Biology®

代理店


トミーデジタルバイオロジー株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-17 日本生命春日駅前ビル3階

TEL. 03-6240-0843 info_ap@digital-biology.co.jp

<https://www.digital-biology.co.jp/>

FIND YOUR PRODUCT



お問合せ先



Digital Biology®

代理店

トミーデジタルバイオロジー株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-17 日本生命春日駅前ビル3階

TEL. 03-6240-0843 info_ap@digital-biology.co.jp

<https://www.digital-biology.co.jp/>