

Dovetail Genomics® Kit 各種

25%OFF オータムキャンペーン

(2022年11月30日 12月14日弊社受注分まで延長)

01 改良型 Hi-C Kit 各種

国内実績も高い独自技術のHi-C Kit 解析ツールもサポート

Dovetail® Omni-C® Kit (#21005) 幅広いサンプルタイプで検証されたDNase Hi-C

Dovetail® Micro-C Kit (#21006) MNase Hi-C・ヌクレオソームポジションの同時キャプチャ

Dovetail® HiChIP MNase Kit (#21007) MNase Hi-C・ChIP-seqデータの同時キャプチャ

各Kit 通常価格 ¥790,000 (税別) / 8反応分

→ **25% OFF** **¥592,500** (税別)

02 プロモーター領域のエンリッチメント解析

必要シーケンス量を90%以上削減

Dovetail® Human/Mouse Pan Promoter Enrichment Kit

(#25013/#25014)

ライブラリ調整Kit+エンリッチメントKit 通常セット価格 ¥1,200,000 (税別)

- エンリッチメントキット：#25013 Dovetail® Human Pan Promoter Enrichment Kit or #25014 Dovetail® Mouse Pan Promoter Enrichment Kit
- ライブラリ調整キット：#21005 Dovetail® Omni-C® Kit or #21006 Dovetail® Micro-C Kit

→ **25% OFF** **¥900,000** (税別)

※Kitご利用時には、別途 ライブラリモジュール (#25004)、インデックスプライマー (#25010) が必要です
 ※成体・組織サンプルからの場合、Dovetail® Filter Set (#25003) が別途必要です


フィルタ、ライブラリモジュール、プライマー ※キャンペーン対象外

カタログ番号	品名	反応数	価格(¥)	摘要
25003	Dovetail® Filter Set	8	36,000	21005 Omni-C® Kitで Tissueサンプルを用いる際に必要
25004	Dovetail® Library Module for Illumina 8Rx	8	91,000	Dovetail® Kit用Library Module
25010	Dovetail® Dual Index Primer Set #1 for Illumina 8Rx	8	23,000	Dovetail® Kit用Primer Set

トミーデジタルバイオロジー株式会社



〒112-0002
 東京都文京区小石川1-1-17 日本生命春日駅前ビル3階
 phone: 03-6240-0843
 email: info_ap@digital-biology.co.jp
<https://www.digital-biology.co.jp>

販売代理店



植物、昆虫、水棲生物、
哺乳類ゲノム研究向け

Omni-C
(DNase)




制限酵素(RE)サイトに左右されない、ショットガンのような均一なカバレッジ

Dovetail® Micro-C


MNase Hi-C・ヌクレオソームポジションの同時キャプチャ



ヒト、マウス、ラットの
クロマチン構造研究向け



Micro-C (MNase)




Micro-C: クロマチンコンタクトの解像度をモノヌクレオソームレベルまで向上

到達可能なコンタクトマトリクス分解能は最高で 146 bp

他に類を見ない長距離情報の捕捉 (cisリードの90%以上が1kb以上)

Dovetail® HiChIP MNase

MNase Hi-C・ChIP-seqデータの同時キャプチャ



HiChIP MNase :
通常のHiChIPよりも高解像度



ヌクレオソームの周期性まで捉えることができます