

Dovetail Genomics® Kit 各種

25%OFF スプリングキャンペーン

(期間: 2023年4月17日(月)~6月23日(金) 弊社受注分まで)

01

改良型 Hi-C Kit 各種

国内実績も高い独自技術のHi-C Kit 解析ツールもサポート

Dovetail® Omni-C® Kit (#21005) 幅広いサンプルタイプで検証されたDNase Hi-C

Dovetail® Micro-C Kit (#21006) MNase Hi-C・ヌクレオソームポジションの同時キャプチャ

Dovetail® HiChIP MNase Kit (#21007) MNase Hi-C・ChIP-seqデータの同時キャプチャ

各Kit 通常価格 ¥790,000 (税別) / 8反応分 → **25% OFF ¥592,500 (税別)**

02

プロモーター領域のエンリッチメント解析

必要シーケンス量を90%以上削減

Dovetail® Human/Mouse Pan Promoter Enrichment Kit

(#25013/#25014)

ライブラリ調整Kit+エンリッチメントKit 通常セット価格 ¥1,200,000 (税別)

- エンリッチメントKit : #25013 Dovetail® Human Pan Promoter Enrichment Kit or #25014 Dovetail® Mouse Pan Promoter Enrichment Kit
- ライブラリ調整Kit : #21005 Dovetail® Omni-C® Kit or #21006 Dovetail® Micro-C Kit

→ **25% OFF ¥900,000 (税別)**

エンリッチメントKit (#25013/#25014) 単品 通常価格 ¥470,000 (税別) → **25% OFF ¥352,500 (税別)**

※各Kitご利用時には、別途 ライブラリモジュール (#25004)、インデックスプライマー (#25010) が必要です
 ※組織サンプルからの場合、Dovetail® Filter Set (#25003) が別途必要です

03

ということで、

フィルタ、ライブラリモジュール、プライマーもキャンペーン対象!

カタログ番号	品名	反応数	通常価格 (税別)	キャンペーン価格 (税別)	摘要
25003	Dovetail® Filter Set	8	¥36,000	¥27,000	21005 Omni-C® Kitで組織サンプルを用いる際に必要
25004	Dovetail® Library Module for Illumina 8Rx	8	¥91,000	¥68,250	Dovetail® Kit用ライブラリモジュール
25010	Dovetail® Dual Index Primer Set #1 for Illumina 8Rx	8	¥23,000	¥17,250	Dovetail® Kit用インデックスプライマー

※各Kitの詳細は、裏面・各製品カタログおよびウェブサイトをご覧ください

トミーデジタルバイオロジー株式会社



〒112-0002
 東京都文京区小石川1-1-17 日本生命春日駅前ビル3階
 phone: 03-6240-0843
 email: info_ap@digital-biology.co.jp
 https://www.digital-biology.co.jp

販売代理店



植物、昆虫、水棲生物、
哺乳類ゲノム研究向け

Omni-C
(DNase)




制限酵素(RE)サイトに左右されない、ショットガンのような均一なカバレッジ

Dovetail® Micro-C


MNase Hi-C・ヌクレオソームポジションの同時キャプチャ



ヒト、マウス、ラットの
クロマチン構造研究向け



Micro-C (MNase)




Micro-C: クロマチンコンタクトの解像度をモノヌクレオソームレベルまで向上

到達可能なコンタクトマトリクス分解能は最高で 146 bp

他に類を見ない長距離情報の捕捉 (cisリードの90%以上が1kb以上)

Dovetail® HiChIP MNase

MNase Hi-C・ChIP-seqデータの同時キャプチャ



HiChIP MNase :
通常のHiChIPよりも高解像度

ヌクレオソームの周期性まで捉えることができます