

## 【今更だけど、、、 BioLegend 社から MojoSort on Columns™が販売開始されました！】


Biolegend 社では、いままで磁気を利用したマグネットベースの細胞分離（左図）を提供させていただいておりましたが、この度カラムベースの細胞分離システム（右図）も販売が始まりました。



**MojoSort™ for Handheld Magnets**

Discover how our MojoSort™ reagents can be utilized with our handheld magnet system.

[Learn more](#)



**MojoSort on Columns™**

Learn how our MojoSort™ kits and reagents can be used on column systems.

[Learn more](#)

カラムシステムの製品である、MojoSort on Columns™キットおよび試薬は、ポジティブセレクションまたはネガティブセレクションのどちらにも利用できます。


### ●ポジティブセレクション

磁気ビーズ標識抗体が結合した細胞は磁力により、カラム部分に保持されます。非標識の細胞を洗い出した後に、磁気セパレーターからカラムを取り外すことで溶出させます。

### ●ネガティブセレクション

磁気ビーズ標識抗体が結合していない細胞がカラムを通過し、チューブ回収されます。

## Graphical Protocol Overview



システム :

| 製品番号    | 製品名   |
|---------|---|
| #480178 | MojoSort on Columns™<br>- Large Columns ( 25 Pack )   |
| #480179 | MojoSort on Columns™<br>- Separator for Large Columns |
| #480177 | MojoSort on Columns™ - Multistand                     |



現在販売中の Kit はこちら :

| 製品番号    | Human 用 製品   | サイズ       |
|---------|--|-----------|
| #480194 | MojoSort on Columns™<br>- Human CD3 T Cell Isolation Kit       | 100 tests |
| #480181 | MojoSort on Columns™<br>- Human CD4 Naive T Cell Isolation Kit | 100 tests |
| #480183 | MojoSort on Columns™<br>- Human CD4 T Cell Isolation Kit       | 100 tests |
| #480191 | MojoSort on Columns™<br>- Human CD8 T Cell Isolation Kit       | 100 tests |
| 製品番号    | Mouse 用 製品   | サイズ       |
| #480188 | MojoSort on Columns™<br>- Mouse CD3 T Cell Isolation Kit       | 100 tests |

MojoSort on Columns™の試薬およびキットは、Biolegend 社のカラム、セパレーター、スタンドでの使用に最適化されていますが、サードパーティ製のカラム、カラムセパレーター、スタンドとの互換性も実証されています。サードパーティ製システムとの互換性に関する詳細は、弊社テクニカルサービスまでお問い合わせください。

(お問い合わせ先) [support@digital-biology.co.jp](mailto:support@digital-biology.co.jp)

詳細はこちらでもご確認いただけます :

<https://www.biolegend.com/ja-jp/mojosort/column>

連載記事「今更聞けない、、、」シリーズ 記事まとめページは[こちら](#)

TDB News 12.2025

トミーデジタルバイオロジー株式会社

Phone 03-6240-0843 Fax 03-6240-0461